

微波治疗仪系列部分客户

- ★ 广州市第一人民医院
- ★ 广州市第八人民医院
- ★ 广州市第十二人民医院
- ★ 广东省妇幼保健院
- ★ 第一军医大学(南方医院)
- ★ 中国红十字会广州红康医院
- ★ 深圳福田中医院
- ★ 揭阳市第一人民医院
- ★ 汕头市第二人民医院
- ★ 潮州市中心医院
- ★ 普宁市中医院
- ★ 茂名市人民医院
- ★ 澄海人民医院
- ★ 清远市人民医院
- ★ 清远市妇幼保健院
- ★ 茂名市妇幼保健院
- ★ 云浮市中医院
- ★ 广东省计划生育科研所
- ★ 广州市人口和计划生育局
- ★ 广东药学院附属第一医院
- ★ 广州中医药大学附属第一医院
- ★ 广州医学院第一附属医院
- ★ 广州医学院第二附属医院
- ★ 广州医学院附属肿瘤医院
- ★ 广东华南口腔医院
- ★ 广州海军421医院
- ★ 中山市古镇医院
- ★ 长春市朝阳区人民医院
- ★ 辽宁锦州市圣婴医院
- ★ 西安唐城医院
- ★ 鄂州市中心医院
- ★ 重庆国宾妇产医院
- ★ 新疆喀什妇幼保健院
- ★ 福建省第一人民医院
- ★ 厦门同安妇幼保健院
- ★ 昆明计划生育局
- ★ 辽宁省计生委
- ★ 汕头计生局

KONYE

广东康业医疗设备有限公司

服务热线4000-968-918

售后服务电话：020-3649-0640

TEL：020-8639-4271 020-8639-3758

Fax：020-86394271-8002

E-mail：gdkonye@163.com 2838595917@qq.com

公司地址：广州市白云区远景路168号时代商业中心B栋502室

工厂地址：广州市白云区棠溪大围（九社）三段工业区A栋5楼

KYWB-2000 微波治疗仪系列

www.konyemed.com

KONYE 康业



KYWB-2000

微波治疗仪系列

治疗范围

妇科	宫颈糜烂、宫颈息肉、盆腔炎、阴道炎、乳腺炎等
皮肤科	尖锐湿疣、腋臭、各种痣、疣、鸡眼、带状疱疹
康复理疗科	软组织损伤、扭伤、挫伤、关节炎、肩周炎等
耳鼻喉科	鼻腔息肉、鼻炎、鼻出血
口腔科	牙周脓肿、口腔息肉
外科	伤口愈合、腰椎间盘突出、痔疮治疗等

治疗机理

微波治疗仪是利用微波作用于机体组织时，引起组织细胞中离子、水分子和偶极子的高频振荡，从而产生热量。在人体上其作用深度约3-5mm。当微波量低且分散时，产热低，能增强局部血液循环，加快局部代谢，增强局部的免疫能力，因此，能有效地改善局部的血液循环，促进水肿吸收，消炎止痛。当微波量大且聚集时，产热高，可使蛋白质变性、凝固、坏死，此时微波具有烧灼、切割的作用。

应用领域

微波治疗仪在国际、国内已应用多年，其疗效已得到医务界肯定。广泛用于家庭、美容院、健身运动场所、理疗室、医院康复理疗科等多科室、诊所、老人院等等

微波探头配件



妇科、皮肤科、康复理疗科 适用范围

理疗：软组织损伤、关节炎、肩周炎、
腰椎炎、盆腔炎、阴道炎、
乳腺炎等
治疗：尖锐湿疣、宫颈糜烂、宫颈息肉、



耳鼻喉科、口腔科适用范围

理疗：牙周脓肿、耳中炎、
咽喉肿痛
治疗：鼻腔息肉、扁桃体化
脓、鼻出血



外科、肛肠科适用范围

理疗：伤口愈合、痔疮治疗
治疗：内痔、外痔、混合痔、
肛乳头肥大直肠息肉等

配置说明

妇科、皮肤科探头标配7只
理疗探头：圆形、阴道理疗
治疗探头：单针、双针、椭圆平头、圆平头、弯圆平头

五官科、口腔科探头标配4只
治疗探头：Z形单针、Z形双针、圆圈止血、小圆平头

外科、肛肠科探头标配5只
理疗探头：圆形
治疗探头：单针、双针、椭圆平头、圆平头

康复理疗科探头标配2只
理疗探头：圆形、弓形

微波探头

- ▶ **手术探头采用新型高效、无粘连材料制成**
通过国家级生物学评价认证，通过体外细胞毒性试验、刺激与迟发型超敏反应实验等多项指标严格检测。
- ▶ **理疗探头采用无能量泄露设计**
弓型探头按照人体关节弧度设计，可以完整的贴住人体关节表面，无能量向其它方向散射，提高了使用安全。

疗效

炎症消散好明显、化腐消肿疗效快、
疼痛致力好帮手、伤口修复好工具

技术参数

输出频率	2450MHz	治疗输出功率	0~100W
输入功率	<350W	理疗输出功率	0~40W
工作电压	220 V 50Hz	治疗时间	0~99秒
环境温度	-10~+40℃	理疗时间	0~30分

仪器特点

- ▶ **采用变频电源恒流控制技术**
对磁控管阳极电流进行稳流控制，微波输出精度大大提高。
- ▶ **脚踏开关双重功能设计**
既可用作治疗输出瞬间控制，又可作为理疗启动控制。
- ▶ **50Ω银网屏蔽高频电缆**
配塑料模具热压成型的耦合头，具有抗折、抗拉、柔软、高效等特点，方便手术操作。
- ▶ **进口磁控管**
双屏蔽金属结构机箱，漏能低、寿命长、输出稳定可靠。
- ▶ **仪器整体的安全级别高**
无论是接触患者的电极部分，还是仪器外壳接地部分都做到4000V的耐压要求。
- ▶ **超强的抗扰性能**
电路的抗扰设计和器件选择防止电磁波干扰造成程序紊乱输出异常。



触摸屏微波治疗仪

台式数码微波治疗仪

台式液晶微波治疗仪

推车液晶微波治疗仪